

エリプタの吸入手順 I

レルベア100エリプタ
レルベア200エリプタ



エンクラッセエリプタ



アノーロエリプタ



未使用の吸入器を初めて使用するときの準備

・吸入操作練習用具で操作方法を確認→確認(はい、いいえ)

☆初めて使用の吸入器の準備

→確認(はい、いいえ)

エリプタの吸入手順Ⅱ

カチッ！



その1;吸入の準備

確認

①カバーを「カチッ」と音がするまで開ける
(1回分の薬がセットされる)

その2;吸入操作

確認

②吸入器を水平に持つ

**吸入口から
離して！**



③吸入前に息を軽く吐く

④ **力強く深く吸入する**

(この際心配であれば③④の操作を繰り返す)

**吸入口をしっ
かり加えて
力強く深く！**



⑤5秒程度の息止め

⑥ゆっくり息を吐く(口もしくは鼻)

その3;吸入後

確認

⑦うがいまたはくちすずぎを行う。

⑧スライド式カバーを閉める

**ガラガラとクチュ
クチュウがい**

コメント欄

薬局名

薬剤師名