

レスピマットの吸入手順 I

スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入



スピオルトレスピマット28吸入



未使用の吸入器を初めて使用するときの準備



①キャップを閉じた状態で、安全止めを押しながら、透明ケースを外します。



②カートリッジを吸入器具に挿入します。



③カートリッジを奥まで挿入します。



④透明ケースを装着します。



⑤キャップを閉じた状態で上向きし、透明ケースをカチッと音がするまで右に180度回転させます



⑥下に向けて噴霧ボタンを押し、吸入準備をします。最低4回

☆吸入操作補助シールを貼りました →確認(はい、いいえ)
☆試し噴霧を行う(初回のみ、最低4回) →確認(はい、いいえ)

レスピマットの吸入手順Ⅱ



空気口をふさがない！

吸入口をしっかり加えてゆっくり深く！



目安なので5秒程度でも可。無理ない程度！

必ず必要ではない。口渇などの症状の防止のため

その1;吸入の準備		確認
①	キャップを閉じた状態で上向きに持つ	
②	透明ケースをカチッと音がするまで右(時計回り)に180度回転させます。	
その2;吸入操作		確認
③	吸入前に息を軽く吐く	
④	ゆっくり深く吸いながら噴霧ボタンを押し、時間をかけて吸い込む	
⑤	ゆっくり肺いっぱい吸い込む(高原で深呼吸する感じ)	
⑥	10秒程度息止め	
⑦	吸入口から口を離しゆっくり息を吐く。	
⑧	同じ操作を繰り返す	
その3;吸入後		確認
⑨	うがいまたはくちすすぎを行う。	

コメント欄

薬局名

薬剤師名