

ツイストヘラーの吸入手順 I



アズマネックス
ツイストヘラー

ツイストヘラー 各部位の名称 (薬品名:アズマネックス)



ツイストヘラーの吸入手順Ⅱ



その1;吸入の準備

確認

①吸入器を**まっすぐ**に立て、キャップを反時計回りに回して開ける

反時計回りに開ける

②カウンターの数字を確認する

その2;吸入操作

確認

③吸入前に息を軽く吐き、隙間がないように吸入口を咥える

④**力強く深く吸入する**

(この際心配であれば④⑤の操作を繰り返す)

⑤吸入口から口を離し、3~5秒程度息止め

⑥鼻からゆっくり息を吐く

その3;吸入後


確認

⑦うがいをする(ブクブク、ガラガラ)各3回
出来ない場合は、しっかり飲水すること

⑧吸入口を拭いてキャップをする



舌を下げて喉の奥を広げる感じ



口うがい
喉うがい

コメント欄

薬局名

薬剤師名

独立行政法人
環境再生保全機構HPより

手順動画はこちらの
QRコードから

