

エリプタの吸入手順 I

レルベアエリプタ



アニュイティエリプタ



アノーロエリプタ



エンクラッセエリプタ



テリルジーエリプタ



未使用の吸入器を初めて使用するときの準備

・吸入操作練習用具で操作方法を確認→確認(はい、いいえ)

☆初めて使用の吸入器の準備

→確認(はい、いいえ)

エリプタの吸入手順Ⅱ

カチッ！



その1;吸入の準備

確認

- ①カバーを「カチッ」と音がするまで開ける
(小窓の数字を確認する)

その2;吸入操作

確認

- ②吸入器を水平に持つ

- ③吸入前に軽く息を吐く

- ④吸入口を隙間のないように咥える

- ⑤ **力強く深く吸入する**
(心配であれば③～⑤の操作を繰り返す)


- ⑥吸入器を外して、3～5秒程度の息止め

- ⑦ゆっくり鼻から息を吐く

吸入口から離して！



舌を下げて
喉の奥を
広げる感じ



口うがい
喉うがい

その3;吸入後

確認

- ⑧うがいをする(ブクブク、ガラガラ)各3回
出来ない場合は、しっかり飲水すること

- ⑨スライド式カバーを閉める

コメント欄

薬局名

薬剤師名

独立行政法人
環境再生保全機構HPより

手順動画はこちらの
QRコードから

