

ハンディヘイラーの吸入手順 I

ブリスター (アルミシート)

吸入器 (ハンディヘラー®)

表面

裏面



事前準備;カプセルの取り方



①ブリスター(アルミシート)を1列分に切り離します



②ブリスター(アルミシート)を番号順に「止める・切らない」まではがします




③1カプセルのみ取り出します

【注意】カプセルは乾燥した状態を保つために気密包装されています。使用時まで次の包装をはがさないよう注意してください。次のカプセルまで誤ってのはがした場合はカプセルを使用しないようにしてください。

アルミシートは切らないようにして下さい。



ハンディヘイラーの吸入手順Ⅱ

	その1;吸入の準備	確認
	①キャップとマウスピースを開ける	
	②取り出したカプセルを穴に入れる	
	③マウスピースを閉めて、ボタンを押し込んだ後、離す	
	その2;吸入操作	
	④吸入前に息を軽く吐き、隙間がないようにマウスピースを咥える	確認
	⑤ ゆっくり、深く吸入する (この際心配であれば④～⑥の操作を繰り返す)	
	⑥3～5秒程度息止め	
	⑦マウスピースから口を離し、鼻からゆっくり息を吐く	
	その3;吸入後	
	⑧うがいをする(ブクブク、ガラガラ)各3回 出来ない場合は、しっかり飲水すること	確認
	⑨マウスピースを開け、カプセルを棄て、キャップを閉める	

吸入するときにカプセルがブルブル振動

破棄するときにカプセルを手で触れない



コメント欄

独立行政法人
環境再生保全機構HPより

手順動画はこちらの
QRコードから



薬局名

薬剤師名